



## Vatrogasno pjenilo Bioline FP 3%

100058

Koncentrati pjene Bioline fluoroprotein sadrže fluorirane tenzide u pažljivo formuliranoj tekućoj bazi proteinske pjene . Time se osigurava proizvodnja stabilizirane tekuće pjene, kada je proporcionalna odgovarajućoj brzini, koja će brzo pokriti površinu ugljikovodičnih goriva.

Visoka stabilnost pjenastog pokrivača proizvedenog usisavanjem naših koncentrata fluoroproteina sprječava mogućnost ponovnog zapaljenja i osigurava izvrsnu otpornost na sagorijevanje.

### **Vatrootpornost i pjenjivost:**

Svojstva pjenjivosti ovise o korištenoj opremi i drugim varijablama kao što su temperatura vode i okolina. Prosječna ekspanzija 7:1, prosječno  $\frac{1}{4}$  vrijeme izbacivanja 04:30 minuta pomoću UNI 86 ispitne mlaznice.

### **Doziranje:**

Bioline FP 3% može se lako proporcionalno razrijediti primjenom konvencionalne opreme kao što su:

- Inline induktori
- Uravnoteženi tlak, sustavi s ravnomjernim protokom
- Spremnici
- Oko sustava za doziranje crpki
- Provodnici pjene s vodenom turbinom
- Samoprovodne cijevi i mlaznice
- Oprema mora biti projektirana prema tipu pjene

Ukoliko se pjenilo pravilno skladišti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, vijek trajanja se produžuje. Moguće trajanje i duže od 10 godina u odgovarajućim uvjetima (ovisno o temperaturi i uvjetima skladištenja). Preporučujemo da slijedite naše smjernice za pohranu i rukovanje istovremeno osiguravajući povoljne uvjete za skladištenje.

## Tehničke specifikacije

Karakteristike	Vrijednost
Forma	Tekuće
Boja	Tamno smeđa
pH	6 - 8,5
Topljivost	100 %
Specifična gravitacija @ 20°C	1.04 - 1.08 g/ml

Točka smrzavanja

- 5°C

